



DIAGNOSTICA RAPIDA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INFLUENZA A&B

actim™ influenza A&B

Il test in vitro per l'influenza A&B è utilizzato per ottenere un risultato visivo direttamente da tampone nasale

Fornisce il rilevamento rapido e accurato dell'antigene del virus dell'influenza differenziando e consentendo una somministrazione appropriata degli agenti antivirali tra i due ceppi A e B


Il test utilizza la tecnica della fase solida a sandwich per il rilevamento degli antigeni virali ed è formato da un tampone contenente una striscia di membrana dotata di regioni separate di anticorpi monoclonali A e B specifici

Il risultato viene evidenziato in soli 10 minuti

Una confezione contiene:

- 20 tamponi nasali;
- 20 dispositivi;
- 1 soluzione salina;
- 1 tampone di controllo A&B;
- istruzioni d'uso

Il kit può essere conservato sia in frigorifero sia a temperatura ambiente.



Cod.prod. INF-AB

Q.tà/confezione: 20 kit

Prodotto da Medix Biochemica Ab Asematie 13 -FIN-02700 Kauniainen Finland

Distribuito da PROJECT SRL (Modena) 059-244398