



DIAGNOSTICA RAPIDA DELL'INFEZIONE DA STREPTOCOCCO A

BIONEXIA

Spesso il Medico ed il Pediatra non dispongono di informazioni diagnostiche tempestive.

L'infezione da Streptococco A richiede un intervento terapeutico rapido (l'infezione può determinare importanti complicazioni) e mirato (la scelta degli antibiotici deve essere corretta).

I metodi tradizionali di coltura impongono tempi molto lunghi fino a cinque giorni.

Con **BioNexia** il Pediatra dispone di un test rapido, che riduce il tempo di diagnosi a pochi minuti permettendo la terapia rapida.



BIONEXIA, test rapido immunocromatografico di tipo one-step direttamente da tampone faringeo, fornisce un risultato in soli 2 minuti.


Il test utilizza la tecnica della fase solida "a sandwich" per la determinazione dell'antigene o dell'anticorpo dei microrganismi

Si tratta di un astuccio di plastica che contiene la membrana trattata con anticorpo, al termine della stessa (regione test) si trova il coniugato oro colloidale anticorpo policlonale.


Se nel campione è presente l'antigene del microrganismo, questo si coniuga con l'anticorpo formando immunocomplessi e la miscela si muove lungo la membrana verso la regione test dove si mette in evidenza con una banda colorata

L'assenza della banda colorata a livello della regione test indica invece un risultato negativo

Test negativo



Test positivo



Cod PROJECT: BioN

Qtà/conf.: 20 pezzi

La confezione contiene anche 1 porta-reagenti